



# vestige

## TRAY MATERIAL

È un silicone per addizione per miscelatori automatici indicato per il riempimento del portaimpronta. Compatibile con tutti i sistemi di miscelazione dinamica in rapporto 5:1 VESTIGE TRAY MATERIAL risponde alla necessità di un materiale che si adatti alle scelte del professionista secondo il caso clinico e la tecnica d'impronta appropriata.

### Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano a consistenza heavy per la presa d'impronta in protesi fissa, indicato per ponti, corone, inlay, onlay, protesi parziali, implantologia, impronte di posizione, impronte per provvisori. Durezza finale bilanciata per consentire una facile rimozione dal cavo orale anche in presenza di marchi sottosquadri. Scansionabile. Colore verde.

#### Confezionamento standard REF 1S5000

VESTIGE TRAY MATERIAL INTRO: 1x380ml + 5 miscelatori dinamici + 1 anello di fissaggio

#### Confezionamento standard REF 1S5001

VESTIGE TRAY MATERIAL REFILL: 2x380ml + 10 miscelatori dinamici + 1 anello di fissaggio

### Caratteristiche

- Miscelazione sempre omogenea
- Consistenza ideale
- Tempi adeguati di lavorazione e indurimento
- Durezza finale bilanciata
- Stabilità dimensionale
- Disinfettabile
- Scansionabile

### Vantaggi

- Totale assenza di bolle o imperfezioni
- Non muco-compressivo
- Indicato per tecniche d'impronta a una o due fasi
- Facile rimozione dal cavo orale
- Impronta fedele e inalterata nel tempo
- Sicurezza per il dentista
- Compatibile con tutti i sistemi CAD/CAM

DATI TECNICI	VESTIGE TRAY MATERIAL
ISO 4823 / ADA spec. 19	Type 1 heavy bodied consistency
Rapporto di miscelazione	5:1
Tempo di miscelazione (23°C)	Automix
Tempo totale di lavorazione (23°C)	1'30"
Tempo di permanenza nel cavo orale (35°C)	2'30"
Tempo di indurimento (35°C)	4'
Durezza	64 Shore "A"
Variazione dimensionale lineare	< 0,20%
Recupero elastico	> 99,5%