


DETERSIONE PORTAIMPRONTA E SIMILARI

zero#901 è un detergente in polvere concentrato, specifico per rimuovere residui di alginato e gesso dai portaimpronte e similari. Usato correttamente non danneggia le superfici in acciaio e non le opacizza.


Modalità di impiego:



Si usa diluito in acqua in concentrazione del 10% - 2 misurini (50g) ogni ½ litro d'acqua.



Sciogliere la polvere, possibilmente con acqua tiepida, agitando per almeno 30''.



Immergere i portaimpronta per circa 30' (il tempo di permanenza dipende dalla quantità di residui da disgregare).



Quindi rimuovere e sciacquare sotto acqua corrente.

zero#901 può essere utilizzato in vasca ad ultrasuoni con riduzione del 10% dei tempi di immersione.

zero#901

Composizione:
Sali dell'acido citrico, eccipienti, coloranti e aromi



Confezione standard
ref. #901 barattolo da 1Kg con misurino